

## Ficha de datos

Contador de colonias  
**LKB 2002**



**FICHA TÉCNICA**

La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

### Equipamiento estándar

- contador con la función de calcular el promedio de varias medidas
- lámpara de anillo que garantiza una iluminación uniforme del campo de conteo
- lupa magnificadora, potencia óptica 3,25 dioptrías, y la capacidad de colocarla en la posición óptima para el usuario
- marcador estándar
- placa de fondo claro y oscuro
- placa divisoria intercambiable
- adaptadores para placas de Petri con diámetros inferiores a 120 mm




## DATOS TÉCNICOS

controlador	microprocesador
pantalla	LED (0...999)
gabinete	con chapa de pintura

## Dispensador de agua bendita

ancho A	300
alto B	90*
profundo C	325
peso [kg]	4,9



## Unidad de comprobación de duchas de seguridad

diámetro del campo de conteo [mm]	120
potencia óptica	3,25 dioptrías
iluminación instalada fuera de la cámara de trabajo	lámpara de anillo 20 W

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

alimentación**	230 V 50 Hz
potencia nominal [W]	22
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO

\* altura sin lupa

## OPCIONES Y ACCESORIES



Número de orden: LKB 2002/L3

Número de orden: LKB 2002/P

Número de orden: LKB 2002/PSZ

Número de orden: LKB 2002/PW

Número de orden: LKB 2002/ZM

Lupa estándar

Marcador estándar

Placa del campo de conteo

Placa con la escala

Marcador externo





Número de orden: LKB 2002/ZMP

Repuesto para ZM 2002

