

# KERN OBB-A 1 142

Adaptador de rosca C para cámara 1 x

# KERN



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Marca                 | Optics                             |
| Categoría de producto | Instrumento óptico                 |
| Grupo de producto     | Adaptador de cámara de microscopio |

### Diseño

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de adaptador de cámara  | C-Mount                  |
| Tipos de cámaras compatibles | Cámara para Microscopios |
| C-Mount ampliación           | 1 x                      |

### Condiciones medioambientales

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

### Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 100×50×50 mm         |
| Peso neto                        | 0,2 kg               |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,20 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,50 kg              |
| Peso de envío                    | 0,5 kg               |