

KERN OZB-A48 1 1

KERN

Adaptador de rosca C para cámara 0,5 x



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Adaptador de cámara de microscopio

Diseño

Tipo de adaptador de cámara	C-Mount
Tipos de cámaras compatibles	Cámara para Microscopios
C-Mount regulable	✓
C-Mount ampliación	0,5 x

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	100×50×50 mm
Peso neto	0,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg