

KERN OZB-A5707

Adaptador de rosca C para cámaras SLR (Olympus)

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Adaptador de cámara de microscopio

Diseño

Tipo de adaptador de cámara	Bayonett
Tipos de cámaras compatibles	Olympus
C-Mount regulable	✓
C-Mount ampliación	3,5 x

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	100×80×50 mm
Peso neto	0,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg