

KERN KUP-05

KERN

Interfaz WiFi para transmitir datos de la balanza a ordenador u tablet



Categoría

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanzas |
| Grupo de producto | Adaptador de interfaz de WiFi |
| Familia de productos | KUP |

Diseño

| | |
|---------------------|-------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 10×10×10 mm |
| Longitud del cable | 0,15 m |

Funciones

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Alcance módulo de radio | 20 m |
| Interfaces | WiFi de serie KUP |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 40×140×220 mm |
| Peso neto | 0,1 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,10 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,25 kg |
| Peso de envío | 0,25 kg |

Pictogramas

STANDARD

