

KERN EWJ-A06

KERN

Uso con acumulador interno



Dimensiones del embalaje (A×P×A) 114×70×32 mm

Peso neto 0,096 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,10 kg

Peso bruto aprox. 0,10 kg

Peso de envío 0,1 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Acumulador

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Forma constructiva	rectangular
Dimensiones (A×P×A)	68×38×19,5 mm

Alimentación

Acumulador tiempo de carga	6,5 h
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
Batería capacidad	2.600 mAh
Batería tensión	7,4 V

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-20 °C
Temperatura de uso [Max]	60 °C
Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	45 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
------------------------	-----