

KERN PWS-A01

KERN

Compartimento para pila, permite un pesaje móvil



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Compartimento para pila

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	85×65×27 mm
Material	A PET

Alimentación

Alimentación suministrada	sin batería
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	200 h
Pila tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	32 h
Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	200 h

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	200×270×30 mm
Peso neto	0,033 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,3 kg

Pictogramas