


KERN OBB-A 1 165

KERN

Filtro amarillo, adecuado para los modelos: OBF-1, OBL-1, OBD-1, OBN-1, OKO-1, OPO-1



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Filtro de microscopio

Diseño

Filtro - tipo	Estándar
Filtro - diámetro	45 mm
Filtro - color	amarillo

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	50×50×2 mm
Peso neto	0,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD



1 DAY