


# KERN OBB-A3209

**KERN**

Filtro gris, Adecuado para: OBT-1



## Categoría

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Marca                 | Optics                |
| Categoría de producto | Instrumento óptico    |
| Grupo de producto     | Filtro de microscopio |

## Diseño

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 32×32×1 mm |
| Filtro - tipo       | Estándar   |
| Filtro - diámetro   | 32 mm      |
| Filtro - color      | gris       |

## Condiciones medioambientales

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 50×50×2 mm           |
| Peso neto                        | 0,1 kg               |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,10 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,20 kg              |
| Peso de envío                    | 0,2 kg               |

## Pictogramas

STANDARD

