

KERN RH-A02

KERN

Filtro redondo de fibra de vidrio, p. ej. para muestras que salpican o se incrustan, paquete de 100 unidades



Categoría

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanzas |
| Grupo de producto | Filtro de fibra de vidrio |

Diseño

| | |
|--------------------|---|
| Forma constructiva | Filtro redondo, Ø 90 mm |
| Material | fibras de vidrio de borosilicato con aglutinante orgánico |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 95×95×60 mm |
| Peso neto | 0,047 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,10 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |

Pictogramas

STANDARD

