

KERN 572-A03



Gancho para pesajes inferiores, adecuado para los modelos KERN 572



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Gancho

Diseño

Material	metal
Capacidad nominal de carga (WLL)	24 kg

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	25×15×2 mm
Peso neto	0,01 kg
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

