

KERN PLJ-A02



Gancho para pesajes inferiores de cargas suspendidas, para balanzas de precisión KERN y



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Gancho

Diseño

Material	metal
Capacidad nominal de carga (WLL)	20 kg

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	25×15×2 mm
Peso neto	0,0028 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envío	0,205 kg

Pictogramas

STANDARD

