

KERN YKN-01

Impresora de agujas matricial

KERN




Temperatura ambiental [Max] 35 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	227×236×130 mm
Peso neto	0,48 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,4 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	158×106×40 mm
Material	plásticos

Funciones

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 2000 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
-----------------------------	------