

KERN 911-013

Impresora de agujas matricial

KERN



Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,9 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	100×180×106 mm
Material	plásticos

Funciones

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 230 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	7 V 2,5 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	187×263×194 mm
Peso neto	0,75 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,75 kg