

# KERN 315-404-301

Safety Set 1 g (F2); 10 g (M1)

# KERN



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	Safety Set

### Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 g & 10 g
Peso de control OIML clase	F2 M1

### Diseño

Número de pesas	2
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×115×70 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-400-600
---	-------------