

KERN ORA-A 1007

KERN

Líquido de contacto – diiodometano estándar (índice de refracción: 1,74 nD) Contenido: 2,5 ml



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Líquido de contacto

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	50×15×15 mm
Peso neto	0,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD

