

# KERN PES-A02

**KERN**

Salida de relé para conectar relés, lámparas de señales, válvulas etc., 5 salidas para pesajes en 3 campos de tolerancia, no reequipable



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Módulo de interfaz

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	210×150×25 mm
Peso neto	0,062 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envío	0,2 kg

## Pictogramas

STANDARD

