

KERN 326-11

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 1 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-441
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-441

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	5 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (ØxA)	48×81 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	48×48×81 mm
Peso neto	1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg