

KERN 357-08

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-638

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	357

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	200 g
Peso de control - volumen (cm ³)	23,8095
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,4819
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	30 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300
Peso de control OIML clase	M2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	28×47 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	31×31×56 mm
Peso neto	0,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg