

# KERN 367-08

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML M3, 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-638
---	---------

## Pictogramas

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	367

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	200 g
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	100 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
Peso de control OIML clase	M3

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	28×47 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	28×28×47 mm
Peso neto	0,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg