

# KERN 327-151



Pesas individuales, Clase OIML F1, 20 kg, Controlar el peso, acero inoxidable pulido (OIML)



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	20 kg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	2500
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	31,25
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	100 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Controlar el peso
Dimensiones (Ø×A)	136×217 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	137×137×217 mm
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	20 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-445
---	---------

## Pictogramas

### STANDARD

