

# KERN 326-12

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML F1, 2 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)



## Servicios

|  |         |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS                | 962-442 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-442 |

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Marca                 | KERN            |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto     | OIML F1         |
| Familia de productos  | 326             |

## Sistema de medición

|  |       |
|--|-------|
| Peso de control - valor nominal          | 2 kg  |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 10 mg |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML)  | 7390  |
| Peso de control - Densidad [Max] (OIML)  | 8730  |
| Peso de control OIML clase               | F1    |

## Diseño

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Eco-forma                      |
| Dimensiones (ØxA)       | 60×102 mm                      |
| Material                | acero inoxidable pulido (OIML) |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 60×60×102 mm         |
| Peso neto                        | 2 kg                 |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 2,0 kg               |
| Peso bruto aprox.                | 2,0 kg               |
| Peso de envío                    | 2 kg                 |