

# KERN 316-09

# KERN

Pesas individuales, Clase OIML E2, 500 g, Forma compacta, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-339
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-339

## Pictogramas

### STANDARD



1 DAY

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	316

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	500 g
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	62,5
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,8 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7810
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8210
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Forma compacta
Dimensiones (Ø×A)	38×58,5 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	38×38×58 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes