

# KERN 326-06

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML F1, 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)



## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-436
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-436

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	50 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,3 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7270
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8890
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (Ø×A)	18×29 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	18×18×29 mm
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,1 kg