

KERN 356-76

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 5 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado



Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-643 |
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-643 |

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML M2 |
| Familia de productos | 356 |

Sistema de medición

| | |
|---|----------|
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | ✓ |
| Peso de control - valor nominal | 5 kg |
| Peso de control - volumen (cm ³) | 704,2254 |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³) | 59,512 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 800 mg |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML) | 2300 |
| Peso de control OIML clase | M2 |

Diseño

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Forma constructiva pesa | Bloque Eco |
| Dimensiones peso (A×P×A) | 150×75×84 mm |
| Material | hierro fundido lacado |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 150×75×84 mm |
| Peso neto | 5 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 5,0 kg |
| Peso bruto aprox. | 5,0 kg |
| Peso de envío | 5 kg |