

# KERN EMB-A02

Plato de acero inoxidable para KERN EMB (Ø 105 mm)

# KERN



## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Plato de pesaje

### Diseño

Material plato de pesaje	acero inoxidable
Dimensiones superficie de pesaje (Ø)	105 mm

### Alimentación

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO CH
--	------------

### Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	112×112×30 mm
Peso neto	0,0574 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,1 kg