

# KERN ORA 2AB

# KERN

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Refractómetro
Grupo de producto	Refractómetro analógico
Familia de productos	ORA-AL

## Sistema de medición

Método de medición	Refracción
Ámbito de aplicación	Alcohol
Líquido de calibración adecuado	0 % (agua destilada)
Temperatura de la medición [Min] (°C)	20 °C
Temperatura de la medición [Max] (°C)	20 °C
Escala porcentaje en masa	✓
Lectura porcentaje en masa	1 % (w/w)
Campo de medición porcentaje en masa [Min]	0 % (w/w)
Campo de medición porcentaje en masa [Max]	50 % (w/w)
Lectura porcentaje en masa II	2,5 % (w/w)
Campo de medición porcentaje en masa II [Min]	50 % (w/w)
Campo de medición porcentaje en masa II [Max]	80 % (w/w)

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	198×40×40 mm
Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de pantalla	Analógico

## Funciones

Protección IP - unidad completa	-
---------------------------------	---

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Dimensiones del contenedor de transporte (A×P×A)	205×75×55 mm
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	215×94×65 mm
Peso neto	0,26772 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,32 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-290
--	---------

## Pictogramas

### STANDARD

