

KERN DAB-A01.

KERN

Set de calibración de temperatura compuesto por una sonda medidora y un indicador



Dimensiones del embalaje (A×P×A) 175×110×55 mm

Peso neto 0,215 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,25 kg

Peso bruto aprox. 0,30 kg

Peso de envío 0,26 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Set de calibración de temperatura

Sistema de medición

Temperatura [Min] (°C)	-200 °C
Temperatura [Max] (°C)	1370 °C
Lectura temperatura [d] (°C)	0,1 °C
Unidades de medición	°C °F

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	145×71×35 mm
Material	plásticos
Material de carcasa	Plástico ABS
Longitud del cable	0,9 m

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	4×1.5 V AAA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	6 V
Pila tiempo de carga	400 h

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
------------------------	-----