

# KERN DBS-A01.

**KERN**

Set de calibración de temperatura compuesto por una sonda medidora y un indicador



## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	50 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	290×190×50 mm
Peso neto	0,235 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envío	0,6 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Set de calibración de temperatura

## Sistema de medición

Temperatura [Min] (°C)	-50 °C
Temperatura [Max] (°C)	300 °C
Lectura temperatura [d] (°C)	0,1 °C
Unidades de medición	°C °F

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	115×75×18 mm
Material	plásticos
Material de carcasa	Plástico ABS
Longitud del cable	0,9 m

## Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	2×1.5 V AAA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	3 V
Pila tiempo de carga	400 h