

KERN YDB-02

KERN

Set para la determinación de la densidad de líquidos y materiales sólidos con una densidad $\leq/\geq = 1$



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas

Diseño

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	300×445×185 mm
Peso neto	1,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envío	4,9 kg

Pictogramas

STANDARD

