

KERN PCD-A03

Soporte para elevar el indicador

KERN



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trípode

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	195×195×250 mm
Material	A PET
Soporte altura	250 mm
Soporte inclinable	✓

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	220×220×210 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envío	2 kg

Pictogramas

STANDARD

