

# KERN ALJ-A02

# KERN

Trampa de evaporación, reduce al mínimo los errores por evaporación al pipetear con volúmenes pequeños de 10 µl a 10 ml



## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trampa de evaporación

### Homologación

Marca CE	✓
----------	---

### Diseño

Forma constructiva	redondo
Dimensiones (A×P×A)	110×105×60 mm
Material	aluminio

### Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	270×215×85 mm
Peso neto	0,525 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,85 kg
Peso de envío	1 kg