

KERN 327-03

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 5 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-433
Número de artículo para calibración DAkkS	962-433
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-433

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	5 g
Peso de control - volumen (cm ³)	0,625
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0078
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,16 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	5300
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	16000
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	8×16,5 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	8×8×16 mm
Peso neto	0,005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes