

KERN 344-036

KERN

Juego de pesas, M1, 1 g - 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-616
Número de artículo para calibración DAkkS	962-616

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	344

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 100 g
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	165×125×75 mm
Número de pesos	9
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×125×75 mm
Peso neto	0,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envío	0,9 kg