

KERN 347-445-100

Barra de soporte, Clase OIML M1, 10 g, aluminio

KERN



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-634

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	10 g
Peso de control - volumen (cm ³)	1,1905
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0241
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	2 mg
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Barra de soporte (Tipo A)
Peso máximo total	0,2 kg
Peso máximo individual	0,1 kg
Dimensiones (Ø×A)	13×113,5 mm
Material	aluminio

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	13×13×114 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg