

KERN OBB-A 1359

Tubo binocular

KERN



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Cabezal de microscopio

Diseño

Tubo tipo	Butterfly
Tubo tipo	Binocular
Ángulo de inclinación del tubo	30°
Rotación del tubo 360°	✓
Compensación de dioptrías	ambos lados
Distancia interpupilar [Max]	75 mm
Distancia interpupilar [Min]	50 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	265×185×165 mm
Peso neto	1,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2 kg

Pictogramas

STANDARD

