

KERN OBB-A 1472

Tubo binocular

KERN

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Marca | Optics |
| Categoría de producto | Instrumento óptico |
| Grupo de producto | Cabezal de microscopio |

Diseño

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Tubo tipo | Siedentopf |
| Tubo tipo | Binocular |
| Ángulo de inclinación del tubo | 45° |
| Rotación del tubo 360° | ✓ |
| Compensación de dioptrías | ambos lados |
| Distancia interpupilar [Max] | 75 mm |
| Distancia interpupilar [Min] | 55 mm |

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 265×185×165 mm |
| Peso neto | 1,2 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 1,2 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,6 kg |
| Peso de envío | 1,6 kg |