

KERN OBB-A3221

Tubo monocular, 45° de inclinación, 360° de giro



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Cabezal de microscopio

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	150×110×55 mm
Tubo tipo	Monocular
Ángulo de inclinación del tubo	45°
Rotación del tubo 360°	✓

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	265×185×165 mm
Peso neto	0,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1,6 kg

Pictogramas

STANDARD

