

KERN ODC 825

KERN

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Cámara - software utilizado externo (OXM 902)

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 5 V, 170 mA

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min] -5 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 164×164×75 mm
Peso neto 0,5829 kg
Método de envío Servicio de paquetes
Peso neto aprox. 0,60 kg
Peso bruto aprox. 1,00 kg
Peso de envío 1 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca Optics
Categoría de producto Microscopio
Grupo de producto Cámara para microscopio
Familia de productos ODC-82

Homologación

Marca CE ✓

Diseño

Dimensiones (A×P×A) 80×80×45 mm
Material carcasa de pantalla Pantalla no disponible
Cámara tipo USB2 Cámara de microscopio - C-Mount
Cámara - Tipo de sensor Aptina CMOS
Cámara - Tamaño del sensor 1/2,5"
Cámara - Resolución 5,1 MP
Cámara - Profundidad del color Color
Cámara - Tipos de fijación C-mount
Método de exposición de la cámara Rolling Shutter

Funciones

Interfaces USB 2.0
Win XP
Win Vista
Win 7
Win 8
Win 10
Linux
OSx /Mac OS X)
Win 11

Sistemas operativos compatibles