

# KERN ODC 832

# KERN

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Cámara - software utilizado externo (OXM 902)

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 5 V, 200 mA

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min] -5 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 164×164×75 mm

Peso neto 0,5829 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,60 kg

Peso bruto aprox. 1,00 kg

Peso de envío 1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



USB 3.0

SOFTWARE

1 DAY

## Categoría

Marca Optics

Categoría de producto Microscopio

Grupo de producto Cámara para microscopio

Familia de productos ODC-83

## Homologación

Marca CE ✓

## Diseño

Dimensiones (A×P×A) 80×80×45 mm

Material carcasa de pantalla Pantalla no disponible

Cámara tipo USB3 Cámara de microscopio - C-Mount

Cámara - Tipo de sensor Aptina CMOS

Cámara - Tamaño del sensor 1/2,5"

Cámara - Resolución 5,1 MP

Cámara - Profundidad del color Color

Cámara - Tipos de fijación C-mount

Método de exposición de la cámara Rolling Shutter

## Funciones

Interfaces USB 3.0

Win XP  
Win Vista  
Win 7

Sistemas operativos compatibles Win 8  
Win 10  
Linux  
OSx /Mac OS X)  
Win 11