

KERN ODC 895

KERN

El microscopio USB digital para tests rápidos o para sus aficiones



Categoría

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Marca | Optics |
| Categoría de producto | Microscopio |
| Grupo de producto | Cámara para microscopio |
| Familia de productos | ODC-89 |

Homologación

| | |
|----------|---|
| Marca CE | ✓ |
|----------|---|

Diseño

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 80×150×180 mm |
| Material carcasa de pantalla | Pantalla no disponible |
| Cámara tipo | USB Microscopio digital |
| Cámara - Tipo de sensor | CMOS |
| Cámara - Tamaño del sensor | 1/3,2" |
| Cámara - Resolución | 2 MP |
| Cámara - Profundidad del color | Color |
| Método de exposición de la cámara | Rolling Shutter |
| Cámara diseño del soporte | Rueda de enfoque |

Funciones

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Interfaces | USB 2.0 |
| Sistemas operativos compatibles | Win XP |
| | Win Vista |
| | Win 7 |
| | Win 8 |
| Cámara - software utilizado | Win 10 |
| | externo (OXM 902) |

Alimentación

| | |
|--|-------------|
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 5 V, 100 mA |
|--|-------------|

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 160×158×85 mm |
| Peso neto | 0,854 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,90 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,00 kg |
| Peso de envío | 1 kg |

Pictogramas

STANDARD

