


# KERN 346-022-005

# KERN

Cestas para pesas de bloque, calibradas según la clase OIML M1



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Cesta para pesas

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	20 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 mg
Peso de control OIML clase	M1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Cestas para pesas
Material	acero inoxidable

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1000×500×500 mm
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	50 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-645
---	---------