


# KERN 346-042-008

# KERN

Cestas para pesas de bloque, calibradas según la clase OIML M1



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Cesta para pesas

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	40 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1,5 mg
Peso de control OIML clase	M1

### Diseño

Forma constructiva pesa	Cestas para pesas
Material	acero inoxidable

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1000×500×500 mm
Peso neto	40 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	40 kg
Peso bruto aprox.	40 kg
Peso de envío	50 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-646
---	---------