


KERN 347-042-008

KERN

Cestas para pesas de control, calibradas según la clase OIML M1



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Cesta para pesas

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	40 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1,5 mg
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Cestas para pesas
Material	acero inoxidable

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1000×500×500 mm
Peso neto	40 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	40 kg
Peso bruto aprox.	40 kg
Peso de envío	50 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-646
---	---------

Pictogramas

STANDARD

