

KERN 314-040-600

KERN

E1 - M2 Estuche protector de aluminio para pesas individuales 1 g - 200 g



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche protegida de aluminio

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 g - 200 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	190×130×80 mm
Material	aluminio

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×130×80 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg