

# KERN 314-070-600

# KERN

E1 - M2 Estuche protector de aluminio para pesas individuales 1 g - 2 kg



## Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche protegida de aluminio

## Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 g - 2 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	278×180×138 mm
Material	aluminio

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	278×180×138 mm
Peso neto	1,25 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,4 kg