

KERN 314-080-600

Maletín para los juegos de pesas estándar

KERN



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche protegida de aluminio

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 g - 5 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	460×260×200 mm
Material	aluminio

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	460×260×200 mm
Peso neto	3,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envío	4,4 kg

Pictogramas