

KERN 317-150-600

KERN

E1 - F2 Estuche protector de aluminio para pesas individuales 20 kg



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche protegida de aluminio

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - F2
Caso adecuado para valores de peso nominal	20 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	195×195×277 mm
Material	aluminio

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×205×300 mm
Peso neto	1,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envío	2,8 kg