

KERN 313-020-100

Maletín/estuche para juego de pesas individuales



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de madera

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1+E2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 mg - 50 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	152×152×66 mm
Material	haya

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	152×152×66 mm
Peso neto	0,68 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envío	0,68 kg

Pictogramas

STANDARD

