

KERN 337-1 10-200

KERN

F2 + M1 Estuche de madera para pesas individuales 1 kg



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche de madera

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	F2 + M1
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	73×73×93 mm
Material	haya

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	73×73×93 mm
Peso neto	0,22 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envío	0,235 kg

Pictogramas

STANDARD

